

平成 22 年 3 月

お客様 各位

イワキ株式会社  
バイオ開発室

**株式会社蛋白精製工業「ウムラック AT」  
拡散防止措置区分 P2 から P1 ご案内**

拝啓

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

記

「変異原性試験 umu-テスト ウムラック AT」の取扱いにおいての拡散防止措置区分が P2 から P1 へ変更いたしましたので、ご案内申し上げます。

平成 22 年 1 月 15 日、「研究開発に係わる遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令の規定に基づき認定宿主ベクター系等を定める件」（二種告示）の改正が行われ、平成 22 年 3 月 1 日より施行されました。それに伴い、本キットに使用している遺伝子組換え生物の実験分類がクラス 2 からクラス 1 に変更となり、執るべき拡散防止措置区分も P2 から P1 に変更となりました。よって P1 レベルでのご使用をお願い申し上げます。

今後とも弊社製品への変わらぬご支援の程を、何卒宜しくお願い申し上げます。

敬具

販売元：イワキ株式会社

製品に関する問合せ先：バイオ開発室

e-mail: [bio@iwaki-kk.co.jp](mailto:bio@iwaki-kk.co.jp)

TEL.03-3279-0079

以上