

お客様各位

〒114-0003 東京都北区豊島7丁目30番17号
 イワキ株式会社
 TEL03-3913-2341 / FAX03-3913-6003

新生児・小児用ネーザルカニューラ Nuflow 出荷開始のご案内

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度、MedIn 社(ドイツ)が製造しております新生児・小児用ネーザルカニューラ Nuflow の出荷を開始いたしますので、ご案内申し上げます。

本商品は患者装着部(プロング)、酸素供給ラインおよび酸素供給源への接続部で構成される経鼻酸素投与用のカニューラです。

ご質問等がございましたら、弊社営業担当者までお問い合わせください。

今後とも弊社製品をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

(1) 発売日:2020年12月17日

(2) 製品情報:

商品コード*	商品名	型式	ロット管理	有効期間	滅菌管理	包装単位	JANコード
1605951	Nuflow スモール 1320	1320	有	有	無	10 個入	4582330867981
1605902	Nuflow ミディアム 1330	1330	有	有	無	10 個入	4582330867998
1605926	Nuflow ラージ 1340	1340	有	有	無	10 個入	4582330868001
1605940	Nuflow Xラージ 1350	1350	有	有	無	10 個入	4582330868018
1605938	Nuflow スターターセット S&M 1393	1393	有	有	無	S5 個 M5 個入	4582330868025
1605914	Nuflow スターターセット L&XL 1394	1394	有	有	無	L5 個 XL5 個入	4582330868032
1606608*	固定テープ(Nuflow S&M用)	1380	有	有	無	10 個入	4987019701202
1606610*	固定テープ(Nuflow L&XL用)	1381	有	有	無	10 個入	4987019701219

(3) 薬事情報:

薬事情報の有無	有	特定保守区分	非該当
製造販売認証番号	302AMBZX00007000	設置管理区分	非該当
JMDNコード	35201000	修理区分	非該当
一般的名称	酸素供給用経鼻カニューレ	生物由来製品区分	非該当
薬事申請品名	新生児・小児用ネーザルカニューラ Nuflow	単回使用の有無	再使用禁止
クラス分類	Ⅱ 管理医療機器	製造販売業者	株式会社スカイネット

* 各種固定テープは、医療機器に該当しない付属品です。

(4) 出荷開始日:2021年3月8日

(5) 製品荷姿:別紙のとおり




荷姿:

1. 法定ラベル
正面側面に添付
2. 開封方法
上部右側のスリットを左に引いて開けてください。
3. サイズ表示
上部にXで印があります。
※写真はスモール 1320、ミディアム 1330 を組み合わせて構成されているNuflow スターターセット S&M 1393 です。
4. 大きさ
縦 25cm x 横 26.5cm x 高さ 15cm



箱の中:

箱を開封すると仕切りがあり、5 セットずつ梱包されています。



ケース:

プロングの大きさと色でサイズを示すシールが添付されています。

Nuflow カニューラ、コネクタ、簡易取説が梱包されています。