

# 成人用テスト肺

成人用人工呼吸器の日常点検に

## Test Lung Plus<sup>+</sup>



ライトブルーにリニューアル

|          |                             |
|----------|-----------------------------|
| 抵抗       | 20 cmH <sub>2</sub> O/L/sec |
| コンプライアンス | 20 ml/cmH <sub>2</sub> O    |
| 容量       | 1000 ml                     |
| 重量       | 220 g                       |
| 寸法       | 285 × 100 × 37 mm           |
| 滅菌方法     | オートクレーブ121℃                 |

### レバーロック式

ロック部分が本体から分離しないので、紛失の恐れがありません。  
レバーロック式のためシリコンバッグが破損する心配がありません。



### 目視できるシリコンバッグ

異物混入が確認できます。



### 大きく開くシェル

バッグの取り外しが簡単に行えます。



### 【 交換用パーツ 】



シェル




シリコンバッグ

| 商品コード   | 商品名                         | 包装単位 | JANコード        |
|---------|-----------------------------|------|---------------|
| 1192309 | Test Lung Plus <sup>+</sup> | 1個   | 4987019700007 |
| 1237202 | シェル                         | 1個   | 4987019700045 |
| 1237214 | シリコンバッグ                     | 1個   | 4987019700052 |

# テストラング

- ◆ 成人用人工呼吸器の日常点検に

|          |                            |
|----------|----------------------------|
| 抵抗       | 8 cmH <sub>2</sub> O/L/sec |
| コンプライアンス | 20 ml/cm H <sub>2</sub> O  |
| 容量       | 1000 ml                    |
| 重量       | 230 g                      |
| 寸法       | 300 x 100 x 43 mm          |
| 滅菌       | オートクレーブ120℃                |




# リニアテストラング

- ◆ 成人用人工呼吸器の日常点検に
- ◆ 呼吸管理の教育用に

|          |   |
|----------|---|
| 抵抗       | 20 cmH <sub>2</sub> O/L/sec   |
| コンプライアンス | 30, 60, 120 ml/cm H <sub>2</sub> O  |
| 抵抗設定     | レジスタリング（オプション）を呼吸回路の途中に取付け、7種類のレジスタンスのシミュレーションが可能です。<br>5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 cmH <sub>2</sub> O/L/sec |
| 容量       | 1000 ml   |
| 滅菌       | オートクレーブ120℃   |



<レジスタリング>



# クイックラング

- ◆ 成人用人工呼吸器の日常点検に
- ◆ スプリングによる3段階のコンプライアンス設定
- ◆ オリフィスによる3段階のレジスタンス設定
- ◆ 年1回のキャリブレーションを推奨（校正証明書付き）

|          |                                    |
|----------|------------------------------------|
| 抵抗       | 5, 20, 50 cmH <sub>2</sub> O/L/sec |
| コンプライアンス | 10, 20, 50 ml/cm H <sub>2</sub> O  |
| 容量       | 1200 ml                            |
| 重量       | 1.6 Kg                             |
| 寸法       | 185 x 277 x 58 mm                  |



| 商品コード   | 商品名                 | 型番      | 包装単位 | JANコード        |
|---------|---------------------|---------|------|---------------|
| 0972678 | テストラング 1L           | ---     | 1個   | 4987019700557 |
| 1368941 | リニアテストラング           | 1600100 | 1個   | 4987019700380 |
| 1368953 | レジスタリング             | 1540100 | 1個   | 4987019700397 |
| 1368916 | クイックラング（クイックトリガー付き） | 1500101 | 1セット | 4987019700359 |

販売元



114-0003 東京都北区豊島7丁目30番17号  
TEL 03-3913-2341 FAX 03-3913-6003