

キャップラング

ディスポーザブル



新生児

感染症
対策

■新生児人工呼吸器用テスト肺

- 人工呼吸器のテスト運動に使用できます。
- 内部の汚れ確認でき衛生的です。
- ディスポーザブル品なので滅菌の必要がありません。
- 在宅用人工呼吸器に使用できます。

仕 様	容量	50ml
	チューブ内径	6.5mm
	チューブ長さ	55mm
	寸法	137×49mm
系 材	BALLOON	PE
	SLIP JOINT	PP
	TUBE	PVC (非フタル酸系可塑剤使用)

ネオラング

INGMAR MEDICAL



新生児



■新生児専用モデル肺

簡単操作

- ETチューブ交換による抵抗設定
- 三方活栓によるリーク設定

最適な構造

- 2つのシリコンバローズ

コンプライアンス	1.0、2.0mL/cmH ₂ O
1回換気量	25ml、50ml
気道抵抗	ETチューブによって変化
リーク	0、15、30、45%
寸法	216×165×76mm
重量	200g

<旧商品名：イングマラング1000>

商品コード	商品名	型番	規格容量
1234912	キャップラング (5個入り)	---	5個入
1265921	キャップラング (10個入り)	---	10個入
1265933	キャップラング (30個入り)	---	30個入
1368795	ネオラング	1000100	1セット

販売元： **イワキ株式会社**

〒114-0003 東京都北区豊島7丁目30番17号

TEL 03-3913-2341 FAX 03-3913-6003