

グリーンラインファイバーオプティック喉頭鏡

製造販売業：株式会社エム・ピー・アイ

ハンドル

届出番号：13B1X00118SUN001 一般医療機器

■国際規格のグリーンラインなので、他社のブレードと互換性があります

LEDランプ仕様 高輝度11,000ルーメン 長寿命70,000時間

明るいキセノンランプ仕様 輝度10,000ルーメン 寿命20時間

※一部、お取扱いできない場合がございますのでご用命の際はご連絡ください

使用電池	レギュラー	ペンライト	スタビィ	ミニ
単2アルカリ電池 2個	○			
単3アルカリ電池 2個		○	○	
リチウムイオン電池 CR123 1個				○



小児用喉頭鏡ブレードシリーズ



MPI ミラー型・ブレード

従来のミラー型と比較して、ファイバーの先端をブレードの先端により近づけた事により、最適な視野が得られます。

聖路加看護大学 大学院 特任教授 宮坂勝之先生ご指導
届出番号：13B1X00118NOPO01 一般医療機器



ウィス・ヒップル型ブレード

ミラー型と比べて舌圧子が平らになっているため舌の納まりが良く、嘴状の先端部分がより広くなっており喉頭蓋を持ち上げるのに非常に適しています。



ミラー型ブレード

ストレート型の定番モデル

届出番号：13B1X00118SUN001 一般医療機器

商品コード	商品名	型番	規格容量
1311888	LEDレギュラーハンドル	5-0246-89	1個
1282943	LEDペンライトハンドル	5-0246-80	1個
1311906	LEDスタビィハンドル	5-0246-81	1個
1311890	LEDミニハンドル	5-0246-88	1個
1315742	レギュラーハンドル	5-0236-39	1個
1315778	ペンライトハンドル	5-0236-30	1個
1315766	スタビィハンドル	5-0236-31	1個
1315754	ミニハンドル	5-0236-38	1個
要問合せ	ファイバーオプティック・LEDランプ	5-0246-56	1個
要問合せ	ファイバーオプティック・ランプ	5-0240-53	1個
要問合せ	喉頭鏡・検眼鏡・耳鏡ハンドル用 充電式リチウムイオン電池 (単2直列2本型)	MLIB-2C	1個
要問合せ	喉頭鏡・検眼鏡・耳鏡ハンドル用 充電式リチウムイオン電池 (単2直列2本型 専用ACアダプター)	MLIB-A	1個
1317337	MPI ミラー型ブレード サイズ0	1-101-00	1個
1317349	MPI ミラー型ブレード サイズ1.5	1-101-15	1個
1317350	MPI ミラー型ブレード サイズ2	1-101-02	1個
1322655	ウィス・ヒップル型ブレード サイズ00	5-5234-20	1個
1322667	ウィス・ヒップル型ブレード サイズ0	5-5234-00	1個
1322679	ウィス・ヒップル型ブレード サイズ1	5-5234-01	1個
1322680	ウィス・ヒップル型ブレード サイズ1.5	5-5234-15	1個
1282906	ミラー型ブレードサイズ 00	5-5233-20	1個
1282918	ミラー型ブレードサイズ 0	5-5233-00	1個
1285816	ミラー型ブレードサイズ 1	5-5233-01	1個
1285828	ミラー型ブレードサイズ 2	5-5233-02	1個
1311803	ミラー型ブレードサイズ 3	5-5233-03	1個
1311815	ミラー型ブレードサイズ 4	5-5233-04	1個

販売元：イワキ株式会社

〒114-0003 東京都北区豊島7丁目30番17号

TEL 03-3913-2341

FAX 03-3913-6003