

平成29年3月 吉日

お客様各位

〒114-0003 東京都北区豊島 7 丁目 30 番 17 号  
イワキ株式会社  
TEL03-3913-2341 / FAX03-3913-6003

**サンユーテクノロジー社「空気-酸素ブレンダー OA2100」新商品のご案内**

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度、「空気-酸素ブレンダー OA2100」が新たに発売となりましたので、ご案内申し上げます。OA2100は、1.0L~10L/min で調整可能なフラッシュ機能を搭載したダブル流量計タイプの空気-酸素ブレンダーです。

ご質問等がございましたら、弊社営業担当者までお問い合わせください。  
今後とも弊社製品をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

(1) 発売日:平成29年3月21日(火)

(2) 製品情報

商品コード	商品名	型式	ロット管理	有効期限	滅菌管理	包装単位	JANコード	定価(税抜)
1481836	OA2100空気-酸素ブレンダーセット	OA2100	有	無	無	1セット	無	¥680,000

※セット内容:耐圧管(酸素)・耐圧管(空気)3m各 1 本、6Φチューブ差し(ステンレス)(流量計出口に取り付け済み)

(3) 薬事情報:

薬事情報の有無	有
医療機器承認	(承認、認証、届出、許可)
薬事承認コード	11B3X10028NB0140
JMDNコード	70578000
一般的名称	空気・酸素混合装置
薬事申請品名	空気-酸素ブレンダー OA2100

クラス分類	1 一般医療機器
特定保守区分	非該当
設置管理区分	非該当
修理区分	G3
生物由来製品区分	非該当
承認年月日(届出)	平成29年2月22日
製造元	有限会社サンユーテクノロジー

(4) 出荷開始日:平成29年3月21日(火)

※ただし、量産開始による出荷対応は平成29年4月10日(月)以降

以上