

お客様各位

イワキ株式会社  
 ライフサイエンス営業部 デバイスグループ  
 〒114-0003 東京都北区豊島7丁目30番17号  
 TEL 03-3913-2341 / FAX 03-3913-6003

### 成人用ディスポーザブルテスト肺 C-Lung1000 新商品のご案内

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

世界各地における新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大に伴い、医療従事者の皆様が日夜を問わず治療に尽力されていることに、心より敬意を表し感謝申し上げます。イワキ株式会社ならびに FOXXMED LTD(台湾)は、その一助として私たちの果たすべき役割において貢献したく、このたび成人用ディスポーザブルテスト肺 C-Lung1000 を開発いたしました。

C-Lung1000 は弊社の Test Lung Plus<sup>+</sup>をはじめとする一般的な成人用テスト肺と同様に、人工呼吸器の使用前点検や機能試験に使用できますが、ディスポーザブル品のため滅菌の必要がございません。C-Lung1000 が医療従事者の皆様の院内感染リスクを低減する一助となることを願っております。商品情報につきましては下記の通りご案内申し上げます。

ご質問等がございましたら、弊社営業担当者までお問い合わせください。

今後とも弊社製品をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

敬具

## 記

(1) 発売日:2021年7月12日(月)

(2) 製品情報:

商品コード <sup>*</sup>	商品名	型式	JANコード	包装単位
1613807	C-Lung1000	dATL10J	4987019701226	10個入

(3) 薬事情報

薬事情報の有無	無
製造販売承認・認証・届出番号	無
薬事承認・認証・届出年月日	無
JMDNコード <sup>△</sup>	無
一般的名称	無
薬事申請品名	無
クラス分類	無
管理方法	ロット管理
使用期限の有無	有(製造より3年)

単回使用の有無	有
滅菌有無	無(未滅菌)
特定保守区分	非該当
設置管理区分	非該当
修理区分	非該当
生物由来製品区分	非該当
原産国	台湾
製造販売業者	イワキ株式会社
—	—

(4) 出荷開始予定日:2021年8月下旬

(5) 製品特徴:別紙のとおり

以上

(別紙)



コンプライアンス: 20 ml/cmH<sub>2</sub>O

抵抗: 20 cmH<sub>2</sub>O/L/sec

容量: 500ml

重量: 61g

寸法: 176 x 126 x 65 mm



呼気シミュレーション時



吸気シミュレーション時

VCV、PCV でもコンプライアンス 20 ml/cmH<sub>2</sub>O をターゲットに設計



入数: 10 個入

箱サイズ: 約 305 x 285 x 135 mm

<本件に関するお問い合わせ先> ライフサイエンス営業部 デバイスグループ TEL 03-3913-2341