

C-Lung 1000

ディスポーザブル

ラテックスフリー

成人用

C-Lung1000は人工呼吸器の使用前点検や機能試験に使用できる
ディスポーザブルタイプの成人用テスト肺です



Clean and Safe

清潔で安心

単回使用の製品で衛生的です
滅菌コストを削減し、
滅菌業務に従事される皆様の
院内感染リスクを低減することで
安心と安全を提供する一助に

Convenient

簡単セットアップ^o


病院内、研究施設、在宅環境で臨床使用する前に
人工呼吸器や呼吸回路に取り付けテストできます

Compact and Clever design

コンパクトで機能性に優れたデザイン

軽量でコンパクト
従量式 (VCV)、従圧式 (PCV) でも
コンプライアンス 20ml/cmH₂O をターゲットに設計開発

接続方法



C-Lung 1000 詳細

テクニカルデータ	
コンプライアンス	20ml/cmH ₂ O
抵抗	20cmH ₂ O/L/sec
容量	500ml
重量	61g
寸法	176×126×65mm

素材	
バルーン	ポリエチレン
コネクタ (OD15)	ポリカーボネート
バンド	ナイロン

* 本製品は医療機器非該当品です。



商品コード	商品名	型番	JANコード	包装単位	管理方法	滅菌有無
1613807	C-Lung1000	dATL10J	4987019701226	10個入	ロット管理	未滅菌

※定価については弊社までお問い合わせください。



【製造販売業者】

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町四丁目8番2号

【製品に関するお問い合わせ先】

〒116-0014 東京都荒川区東日暮里四丁目12番1号 TEL 03-6733-0224 FAX 03-6733-0225



【製造業者】 Foxxmed Ltd.