


新生児・小児用テスト肺

新生児人工呼吸器用テスト肺

キャップラング

- 人工呼吸器のテスト運動に
- 在宅使用にも有効です
- 高いコストパフォーマンスを実現
- 感染症対策が期待できます

接続方法



ディスポーザブル

仕様	容量	50ml
	チューブ内径	6mm
	チューブ長さ	55mm
	寸法	137×49mm
素材	BALLOON	PE
	SLIP JOINT	PP
	TUBE	PVC (非フタル酸系可塑剤使用)

POINT 1

ディスポーザブル

滅菌の必要がありません

POINT 2

感染症対策に

1患者様につき、1つのご使用を

POINT 3

衛生的なご使用に

内部の汚れが確認できます


商品コード	商 品 名	包装単位	JANコード
1234912	キャップラング（5個入り）	1セット	4987019701165
1265921	キャップラング（10個入り）	1セット	4987019701172
1265933	キャップラング（30個入り）	1セット	4987019701172

※定価については弊社までお問い合わせください。

クイックラングJr

- 人工呼吸器の日常点検に
- スプリングによる3段階のコンプライアンス設定
- オリフィスによる3段階のレジタンス設定
- 年1回のキャリブレーションを推奨
(校正証明書付き)

抵抗	5, 20, 50 cmH ₂ O/L/sec
コンプライアンス	3, 7, 15 ml/cmH ₂ O
容量	400ml
重量	1.6Kg
寸法	185 × 277 × 58



500cc テスト肺

- 小児用人工呼吸器用
- 在宅用人工呼吸器用

抵抗	5 cmH ₂ O/L/sec
コンプライアンス	10 ml/cmH ₂ O
容量	500ml
重量	140g
寸法	240 × 105 × 45
滅菌	オートクレーブ 121℃



商品コード	商 品 名	型番	包装単位	JANコード
1368928	クイックラング Jr (クイックトリガー付き)	1500151	1セット	4987019700366
1084021	テストラング 500cc	—	1個入	4987019700564

※定価については弊社までお問い合わせください。



【製造販売業者】

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町四丁目8番2号

【製品に関するお問い合わせ先】

〒116-0014 東京都荒川区東日暮里四丁目12番1号 TEL 03-6733-0224 FAX 03-6733-0225

