

成人用テスト肺

成人用人工呼吸器の日常点検に

点検作業
推奨品

クイックラング

- 成人用人工呼吸器の日常点検に
- スプリングによる3段階のコンプライアンス設定
- オリフィスによる3段階のレジタンス設定
- 年1回のキャリブレーションを推奨
(校正証明書付き)

抵抗	5, 20, 50cmH ₂ O/L/sec
コンプライアンス	10, 20, 50ml/cmH ₂ O
容量	1200ml
重量	1.6 Kg
寸法	185×277×58mm



商品コード	商 品 名	型番	包装単位	JANコード
1368916	クイックラング (クイックトリガー付き)	1500101	1セット	4987019700359

※定価については弊社までお問い合わせください。

Test Lung Plus⁺



抵抗	20cmH ₂ O/L/sec
コンプライアンス	20ml/cmH ₂ O
容量	1000ml
重量	220g
寸法	285×100×37mm
滅菌方法	オートクレーブ 121℃



レバーロック式

ロック部分が本体から分離しないので、紛失の恐れがありません。
レバーロック式のためシリコンバッグが破損する心配がありません。



目視できるシリコンバッグ

異物混入が確認できます。



肺モデルの設定

バッグの取り外しが簡単に行えます。

【交換用パーツ】



シェル



シリコンバッグ

商品コード	商 品 名	包装単位	JANコード
1192309	Test Lung Plus ⁺	1 個	4987019700007
1237202	シェル	1 個	4987019700045
1237214	シリコンバッグ	1 個	4987019700052

※定価については弊社までお問い合わせください。



イワキ株式会社

【製造販売業者】

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町四丁目8番2号

【製品に関するお問い合わせ先】

〒116-0014 東京都荒川区東日暮里四丁目12番1号 TEL 03-6733-0224 FAX 03-6733-0225



202503