

お客様各位

〒114-0003 東京都北区豊島7丁目30番17号
 イワキ株式会社
 TEL03-3913-2341 / FAX03-3913-6003

「新生児・乳児用ネーザルマスク NeoQ NV」新商品のご案内

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度、「新生児・乳児用ネーザルマスク NeoQ NV」の製造販売を開始いたしましたので、ご案内申し上げます。本商品は CPAP または BIPAP 装置用の呼吸回路に接続して使用する、呼気ポート無しシリコン製新生児・乳児用マスクです。脱着テープ式ヘッドギアにより 5 点で固定するため、マスク位置を自由に調整後、安定した固定が可能になりました。なお、別製品のヘッドギアの仕様を一部変更することで、「新生児・乳児用ネーザルマスク NeoQ」ならびに「新生児・乳児用ネーザルマスク NeoQ NV」の共通ヘッドギアとしてご利用いただくことが可能になりました。

ご質問等がございましたら、弊社営業担当者までお問い合わせください。

今後とも弊社製品をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

(1) 発売日:2019年8月26日(月)

(2) 製品情報:

商品コード	商品名	型式	ロット管理	有効期間	滅菌管理	包装単位	JANコード
1566209	NeoQ NV マイクロ 呼気ポート無し	13401	有	有	無	1個	4987019701134
1566179	NeoQ NV スモール 呼気ポート無し	13402	有	有	無	1個	4987019701103
1566192	NeoQ NV ミディアム 呼気ポート無し	13403	有	有	無	1個	4987019701127
1566180	NeoQ NV ラージ 呼気ポート無し	13404	有	有	無	1個	4987019701110

(3) 薬事情報:


薬事情報の有無	有	特定保守区分	非該当
製造販売届出番号	13B3X10112001006	設置管理区分	非該当
JMDNコード	70564000	修理区分	非該当
一般的名称	人工呼吸器用マスク	生物由来製品区分	非該当
薬事申請品名	新生児・乳児用 ネーザルマスク NeoQ NV	単回使用の有無	有(再使用禁止)
クラス分類	I 一般医療機器	製造販売業者	イワキ株式会社

(4) 出荷開始日:2019年12月2日(月)


(5) 製品特長:



脱着テープ式ヘッドギアにより5点で固定するため、マスク位置を自由に調整後、安定した固定が可能です。10mm 径の呼吸回路と接続して使用できます。



4種類のサイズを展開しています。マスク本体にXS、S、M、Lの刻印があります。



ヘッドギアは「新生児・乳児用ネーザルマスク **NeoQ**」用、ならびに「新生児・乳児用ネーザルマスク **NeoQ NV**」用に共通して使用できる医療機器非該当品です。従来のヘッドギア頭頂部ストラップならびに脱着テープを長くすることで、フレキシブルチューブを2本固定できるようになりました。マスク本体「マイクロ」および「スモール」には **NeoQ S** の表示のついたヘッドギアを付属しています。マスク本体「ミディアム」および「ラージ」には **NeoQ M** の表示のついたヘッドギアを付属しています。

以上