

2019年11月吉日

お客様各位

〒114-0003 東京都北区豊島7丁目30番17号
イワキ株式会社
TEL03-3913-2341/FAX03-3913-6003

「ミニフロー及びアクセサリ」マスク X スモール 新商品のご案内

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度、MedIn 社(ドイツ)が製造しております CPAP キット「ミニフロー及びアクセサリ」の構成品の品目追加を行い、マスク X スモールの製造販売を開始いたしましたので、ご案内申し上げます。本商品は人工呼吸器から供給されるガスを患者に接続する機能をもつ「メディジェット1000」、あるいは「ミニフロー4000」に接続して、より小さい患児に使用するマスクです。ご質問等がございましたら、弊社営業担当者までお問い合わせください。

今後とも弊社製品をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

(1) 発売日:2019年10月25日(金)

(2) 製品情報:

商品コード	商品名	型式	ロット管理	有効期間	滅菌管理	包装単位	JANコード
1565114	マスク X スモール	1200-08 10個入り	有	有	無	10個/箱	4582330867233


(3) 薬事情報:

薬事情報の有無	有	特定保守区分	非該当
製造販売認証番号	224AMBZX00008000	設置管理区分	非該当
JMDNコード	70579000	修理区分	非該当
一般的名称	CPAP キット(70579000)	生物由来製品区分	非該当
薬事申請品名	ミニフロー及びアクセサリ	単回使用の有無	再使用禁止
クラス分類	II 管理医療機器	製造販売業者	株式会社スカイネット

(4) 出荷開始日:2019年12月2日(月)

(5) 製品特長:別紙の通り

(別紙)

	<p>← X ラージ</p> <p>← ラージ</p> <p>← ミディアム</p> <p>← スモール</p> <p>← X スモール</p>	<p>・鼻全体を覆うため、適切なプロングがない場合でも、装着しやすくなっています。</p> <p>・プロングタイプとは接触面が異なります。</p>
---	--	---

「メディジェット1000」との装着時



「ミニフロー4000」との装着時



以上