

2019年11月吉日

お客様各位

〒114-0003 東京都北区豊島7丁目30番17号
イワキ株式会社
TEL03-3913-2341/FAX03-3913-6003

「Cirri フルフェイスマスク ミニ」Xラージ 新商品のご案内

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度、「Cirri フルフェイスマスク ミニ」の品目追加を行い、Xラージの製造販売を開始いたしましたので、ご案内申し上げます。本商品はCPAPまたはBIPAP装置用の呼吸回路(単回路)に接続して使用する、呼気ポート付きシリコン製小児用の鼻口マスクです。額パッド(シリコン製)を固定するフレームの角度を容易に調整できるため、人工呼吸器からのガス供給に際し、患者様に少ない圧迫感で安定したフィット感を提供することができます。質問等がございましたら、弊社営業担当者までお問い合わせください。

今後とも弊社製品をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

(1) 発売日:2019年11月14日(木)

(2) 製品情報:

商品コード	商品名	型式	ロット管理	有効期間	滅菌管理	包装単位	JANコード
1573949	Cirri フルフェイスマスク ミニ Xラージ 呼気ポート付き	11342	有	有	無	1個	4987019701141

(3) 薬事情報:

薬事情報の有無	有	特定保守区分	非該当
製造販売届出番号	13B3X10112001005	設置管理区分	非該当
JMDNコード	70564000	修理区分	非該当
一般的名称	人工呼吸器用マスク	生物由来製品区分	非該当
薬事申請品名	Cirri フルフェイスマスク ミニ	単回使用の有無	無(ただし同一患者の使用に限る。)
クラス分類	I 一般医療機器	製造販売業者	イワキ株式会社


(4) 出荷開始予定日:2020年2月上旬

(5) 製品特長:別紙の通り

(別紙)



従来の「スモール」、「ミディアム」、「ラージ」に「X ラージ」を追加し
4種類のサイズ展開になりました。



ヘッドギア(CirriフルフェイスマスクミニSM用)には

Cirri mini F **S**

ヘッドギア(CirriフルフェイスマスクミニL用)には

Cirri mini F **L**

それぞれサイズ識別のための表示が入っており、
マスク X ラージにはラージサイズのヘッドギアが付
属されています。

マスク本体 (表示) (サイズ)		ヘッドギア (表示) (サイズ)	
S	スモール	Cirri mini F S	スモール
M	ミディアム	Cirri mini F S	スモール
L	ラージ	Cirri mini F L	ラージ
XL	X ラージ	Cirri mini F L	ラージ

ラベル見本

一般医療機器 人工呼吸器用マスク 1573949

Cirri フルフェイスマスク ミニ

サイズ：Xラージ / 品目コード：呼吸ポート付き 11342

ロット番号：20171025015 / 有効期間：2022.11.27 **(XL)**

製造販売業者：イワキ株式会社 東京都中央区日本橋本町4-8-2

[GS1-128]



(01)04987019701141(17)exp.yymmdd(10)lot number

[JAN-13]



4987019701141

以上