

人工呼吸器 EVEシリーズ

EVE NEO

承認番号：30400BZX00115000



- 新生児から成人領域まで 1 台で対応可能
- 高解像度の 8.4 インチタッチスクリーン
- 最大 8 時間のバッテリー稼働
- ヘリコプターや救急車の搬送にも対応可能
- MASIMO® 社 Rainbow SET 対応可能
- 最大 230 L/min ブロワー搭載

	EVE IN_Masimo	EVE TR_Masimo	EVE NEO_Masimo
製品仕様			
ADULT-Mode	標準	標準	オプション
PEDIATRIC-Mode	標準	標準	標準
NEO-Mode	オプション	オプション	標準
DUOPAP	オプション	オプション	標準
NIV	オプション	オプション	標準
VC-CMV	標準	標準	オプション
PC-CMV	標準	標準	標準
PSV	標準	標準	標準
VC-SIMV	標準	標準	オプション
PC-SIMV	標準	標準	標準
PRVC	標準	標準	標準
CPAP, CPAPbackup	標準	標準	標準
PC-ACV	標準	標準	標準
PC-ACV+	オプション	オプション	オプション
LOOPS	オプション	オプション	オプション
TRENDS	オプション	オプション	オプション
High Flow O ₂ -Therapy (2-60 l/min)	標準	標準	標準
Masimo rainbowSET parameters	オプション	オプション	オプション
FiO ₂ -Measurement	標準	非対応	標準



【製造販売業者】

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町四丁目8番2号

【製品に関するお問い合わせ先】

〒116-0014 東京都荒川区東日暮里四丁目12番1号 TEL 03-6733-0224 FAX 03-6733-0225

