

2025 年 6 月 6 日

お得意先 各位

イワキ株式会社
ライフサイエンス営業部
バイオグループプロレックス「イワキ」レンサ球菌ラベル表記変更に関するお知らせ

拝啓 時下ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、このたび下記製品につきまして、2025 年 4 月 1 日施行の労働安全衛生法に伴い、ラベルの表記を変更しますのでご案内申し上げます。当該変更により品質や有効期間に関わる変更はありません。

何卒、ご理解ご了承頂き、今後とも倍旧のお引き立てを賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

1. 対象製品

製品名	包装	統一商品コード
プロレックス「イワキ」レンサ球菌	60テスト	019102221
プロレックス「イワキ」レンサ球菌用抽出試薬セット	1セット	019102009

2. 変更内容

【共通】

- ・安衛法改正に伴い、抽出試薬 1 に含まれる「亜硝酸ナトリウム」を追加表示いたします。
- ・上記の内容を加味し、「危険有害性情報」および「注意書き」本文の体裁を変更いたします。

【プロレックス「イワキ」レンサ球菌】

- ・ラベル右下に「問い合わせ先」を追加いたします。

※詳細につきましては、別紙をご参照ください。

3. 変更時期

2025 年 7 月以降、各製品の現行表示ロットの在庫が終了次第、順次切り替わります。

本件及び製品に関するお問合せ先

ライフサイエンス営業部 バイオグループ

TEL:03-6733-0227 FAX:03-6733-0228 e-mail: bio@iwaki-kk.co.jp

※間違い電話が増えております。ご連絡の際は電話番号、FAX などの登録情報に間違いがないかを改めてご確認頂きたいようお願い申し上げます。

以上

【別紙】
プロレックス「イワキ」レンサ球菌
変更前

体外診断用医薬品	連鎖球菌抗原キット	019-102221 60テスト
プロレックス「イワキ」レンサ球菌		
■構成内容: ・ラテックス試薬 Group A,B,C,D,F,G 各3.0mL×1本 ・抽出試薬#1 3.2mL×1本 (容器表示: Extraction Reagent 1、メタノール含有) ・抽出試薬#2 3.2mL×1本 (容器表示: Extraction Reagent 2、酢酸含有) ・抽出試薬#3 8.0mL×2本 (容器表示: Extraction Reagent 3) ・陽性コントロール試薬 2.0mL×1本 ・反応スライド紙 48枚 ・スティック 300本 ■ロット番号: C23471 ■有効期間: 2025年09月30日 ■貯蔵方法: 2～8℃、暗所 ■製造元: Pro-Lab Diagnostics Inc. ■製造販売元: イワキ株式会社 東京都中央区日本橋本町4-8-2	   	■注意喚起語: 危険 ■危険有害性情報: 飲み込むと有害／強い眼刺激／遺伝性疾患のおそれの疑い／生殖能又は胎児への悪影響のおそれ／授乳中の子に害を及ぼすおそれ／金属腐食のおそれ／重篤な皮膚の薬傷及び目の損傷／長期又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ ■注意書き: 他の容器に移し替えないこと／保護手袋・保護衣・保護面を着用すること／ばく露又はばく露の懸念がある場合: 医師の診察・手当てを受けること。／皮膚又は髪に付着した場合: 直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を水又はシャワーで洗うこと。／吸入した場合: 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。／眼に入った場合: 水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。

変更後

体外診断用医薬品	連鎖球菌抗原キット	019-102221 60テスト
プロレックス「イワキ」レンサ球菌		
■構成内容: ・ラテックス試薬 Group A,B,C,D,F,G 各3.0mL×1本 ・抽出試薬#1 3.2mL×1本 亜硝酸ナトリウム メタノール含有 (容器表示: Extraction Reagent 1) ・抽出試薬#2 3.2mL×1本 酢酸含有 (容器表示: Extraction Reagent 2) ・抽出試薬#3 8.0mL×2本 (容器表示: Extraction Reagent 3) ・陽性コントロール試薬 2.0mL×1本 ・反応スライド紙 48枚 ・スティック 300本 ■ロット番号: C23471 ■有効期間: 2025年09月30日 ■貯蔵方法: 2～8℃、暗所 ■製造元: Pro-Lab Diagnostics Inc. ■製造販売元: イワキ株式会社 東京都中央区日本橋本町4-8-2	   	■注意喚起語: 危険 ■危険有害性情報: 飲み込むと有害／重篤な皮膚の薬傷及び目の損傷／重篤な眼の損傷／遺伝性疾患のおそれの疑い／生殖能又は胎児への悪影響のおそれ／授乳中の子に害を及ぼすおそれ／臓器の障害のおそれ(血液、呼吸器系)／水生生物に毒性／長期継続的影響によって水生生物に毒性 ■注意書き: 取扱後は汚染箇所をよく洗うこと／保護手袋・保護衣・保護面を着用すること／ばく露又はばく露の懸念がある場合: 医師の診察・手当てを受けること。／皮膚又は髪に付着した場合: 直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を水又はシャワーで洗うこと。／吸入した場合: 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。／眼に入った場合: 水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。／施錠して保管すること。／内容物・容器を地方・国の規則に従って廃棄すること。 ■問い合わせ先: 03-6733-0227(東京都荒川区東日暮里4-12-1)

プロレックス「イワキ」レンサ球菌用抽出試薬セット

変更前

プロレックス「イワキ」レンサ球菌用 019-102009
抽出試薬セット 1セット

■構成内容:

- 抽出試薬#1 3.2mL×1本
(容器表示:Extraction Reagent 1、メタノール含有)
- 抽出試薬#2 3.2mL×1本
(容器表示:Extraction Reagent 2、酢酸含有)
- 抽出試薬#3 8.0mL×2本
(容器表示:Extraction Reagent 3)
- 反応スライド紙 48枚

■ロット番号:ER241205

■有効期間:2026年06月30日

■貯蔵方法:2~8℃、暗所

■製造元:Pro-Lab Diagnostics Inc.

■販売元:イワキ株式会社

東京都荒川区東日暮里四丁目12番1号

TEL:03-6733-0227



■注意喚起語:危険

■危険有害性情報:

飲み込むと有害/強い眼刺激/遺伝性疾患のおそれの疑い
/生殖能又は胎児への悪影響のおそれ/授乳中の子に害を
及ぼすおそれ/金属腐食のおそれ/重篤な皮膚の薬傷及び
眼の損傷/長期又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ

■注意書き:

他の容器に移し替えないこと/保護手袋・保護衣・保護面を着
用すること/ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師の診察・
手当を受けること。/皮膚又は髪に付着した場合:直ちに汚
染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を水又はシャワーで洗うこ
と。/吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿
勢で休息させること。/眼に入った場合:水で数分間注意深く洗
うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外
すこと。その後も洗浄を続けること。

変更後

プロレックス「イワキ」レンサ球菌用 019-102009
抽出試薬セット 1セット

■構成内容:

- 抽出試薬#1 3.2mL×1本
亜硝酸ナトリウム メタノール含有
(容器表示:Extraction Reagent 1)
- 抽出試薬#2 3.2mL×1本
酢酸含有
(容器表示:Extraction Reagent 2)
- 抽出試薬#3 8.0mL×2本
(容器表示:Extraction Reagent 3)
- 反応スライド紙 48枚

■ロット番号:ER241205

■有効期間:2026年06月30日

■貯蔵方法:2~8℃、暗所

■製造元:Pro-Lab Diagnostics Inc.

■販売元:イワキ株式会社

東京都荒川区東日暮里四丁目12番1号

TEL:03-6733-0227



■注意喚起語:危険

■危険有害性情報:

飲み込むと有害/重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷/重篤な
眼の損傷/遺伝性疾患のおそれの疑い/生殖能又は胎児へ
の悪影響のおそれ/授乳中の子に害を及ぼすおそれ/臓器の
障害のおそれ(血液、呼吸器系)/水生生物に毒性/長期継続
的影響によって水生生物に毒性

■注意書き:

取扱後は汚染箇所をよく洗うこと/保護手袋・保護衣・保護面を
着用すること/ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師の診
察・手当を受けること。/皮膚又は髪に付着した場合:直ちに汚
染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を水又はシャワーで洗うこ
と。/吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿
勢で休息させること。/眼に入った場合:水で数分間注意深く洗
うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外
すこと。その後も洗浄を続けること。/施設にて保管すること。
/内容物・容器を地方・国の規則に従って廃棄すること。