

# 炭酸ガス検知器 Neo-Stat CO<sub>2</sub>

ディスプレイ


届出番号: 13B1X00118MERO04 一般医療機器 製造販売業: 株式会社エム・ピー・アイ

## ■体重 250g から連続 24 時間使用可能



- 事故抜管の確認ができます。
- 正確な気管挿管の確認ができます。
- 搬送時、呼吸状態のモニタリングができます。

※使用例



<カラーチャート>	CO <sub>2</sub> (%)
青	0%
緑	1.0 ~ 2.0%
黄緑	2.0 ~ 5.0%
黄	5.0%以上

■仕様



適応体重	250g ~ 6kg
死腔量	1ml
呼気抵抗	3.0cmH <sub>2</sub> O at 5LPM
カラーチャート	4色
耐用時間	連続 24 時間
重量	3g

# マノメーター

ディスプレイ

届出番号: 13B1X00118MERO03 一般医療機器 製造販売業: 株式会社エム・ピー・アイ

## ■ジャクソンリリースやレサシテーターに 接続して内圧を測定できます



商品コード	商品名	型番	規格容量	JANコード
<b>炭酸ガス検知器</b>				
1244048	Neo-StatCO <sub>2</sub>	10-55373	5 個入	4580265694122
<b>マノメーター</b>				
1256269	ディスプレイ・インライン・マノメーター (右)	10-55357	10 個入	4580265694016
1308257	ディスプレイ・インライン・マノメーター (左)	10-55356	10 個入	4580265694009



**イワキ株式会社**

〒114-0003 東京都北区豊島 7-30-17 TEL: (03) 3913-2341